



Kii[®]
Trocares

Kii Fios

Sistema Primera Entrada

EL ÚNICO TROCAR ÓPTICO DE INSUFLACIÓN

Kii Fios de primera incisión	Aguja de Insuflación	5mm Trocar	12mm Trocar	
	 <p>3mm</p>			
		Acceso sin cuchillas con un mínimo defecto de la fascia	Facilita la reapproximación de las capas de tejidos al retirarse	
		Penetración mínima e insuflado rápido	El trocar solo tiene que introducirse 3 mm para iniciar el insuflado	
				

Kii

Sistema Punta Roma con balón

TECNOLOGÍA INNOVADORA DE PUNTA ROMA



Fijación para suturas

Maximizan el alcance del instrumento y facilitan el cierre de la ubicación del puerto

Ahora disponible en 5mm.
¡La de Hasson más pequeña del mercado!

Cono de gel

Mejora la articulación del instrumento

Balón sin látex

Proporciona un anclaje estable en procedimientos prolongados, y maximiza la visibilidad y el espacio de trabajo


Obturador de punta roma óptico

Facilita la visualización directa durante la colocación del trocar

Kii

Cánula de Fijación Avanzada

RETENCIÓN SUPERIOR



Disco de retención

Reduce el desplazamiento de la cánula del trocar en la cavidad abdominal




Balón sin látex

Ofrece una retención inigualable

Maximiza la visibilidad y el espacio de trabajo

Proporciona presión en el lugar de la incisión, lo que reduce potencialmente las hemorragias en la ubicación del puerto

Proporciona estabilidad durante todo el procedimiento



Kii

Sistema Cuchilla Protegida

ENTRADA SUAVE Y CONTROLADA



Activación y desactivación intuitivas

Ofrece una indicación clara de la posición del protector



Desactivado



Activado

Kii

Sistema de Acceso Óptico

INCOMPARABLE CLARIDAD ÓPTICA



Reaproximación de tejidos



Inicio de la retirada



Punto intermedio



Después de la retirada



Trocar Kii Fios de primera incisión

Referencia		Tamaño
<i>Fijación avanzada</i>	<i>Estrías en Z</i>	
CFF05	N/A	5 x 75mm
CFF03	CTF03	5 x 100mm
CFF01	CTF01	5 x 150mm
CFF33	CTF33	11 x 100mm
CFF75	N/A	12 x 75mm
CFF73	CTF73	12 x 100mm
CFF71	CTF71	12 x 150mm



Trocar Kii con Balón de punta roma

Referencia	Tamaño
COQ20	5 x 100mm
COR47	12 x 100mm
COR50	12 x 130mm



Cánula Kii de fijación avanzada

Referencia	Tamaño
CFS03	5 x 75mm
CFS02	5 x 100mm
CFS01	5 x 150mm
CFS12	11 x 100mm
CFS22	12 x 100mm



Trocar Óptico Kii

Referencia		Tamaño
<i>Fijación avanzada</i>	<i>Estrías en Z</i>	
CFR03	CTR03	5 x 100mm
CFR01	CTR01	5 x 150mm
N/A	COQ19	8 x 100mm
CFR33	CTR33	11 x 100mm
CFR73	CTR73	12 x 100mm
CFR71	CTR71	12 x 150mm
N/A	COR37	15 x 100mm
N/A	COR39	15 x 150mm



Sistema Kii con Cuchilla Protegida

Referencia		Tamaño
<i>Fijación avanzada</i>	<i>Estrías en Z</i>	
CFB03	CTB03	5 x 100mm
N/A	COQ61	8 x 100mm
CFB33	CTB33	11 x 100mm
CFB73	CTF73	12 x 100mm

Visite www.appliedmedical.com/trocars
para más información

© 2018 Applied Medical Resources Corporation. Reservados todos los derechos. Applied Medical, el diseño del logotipo de Applied Medical y las marcas designadas con el símbolo ® son marcas comerciales de Applied Medical Resources Corporation registradas en uno de los siguientes países o en varios: Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y/o la Unión Europea. SC01738D-SP